



## ELETRONEUROMIOGRAFIA



### A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INCLUI AS SEGUINTE MELHORIAS:

- » Funcionamento do equipamento em Sistema Operacional Windows 10/64 bits
- » Expansão para 02 canais de EMG
- » Banco de Dados atualizado;
- » Criação de Protocolo de Exames
- » Controle de Medida Simplificado
- » Inserção Automática da Velocidade Motora e Sensitiva
- » Laudos com a Impressão de Curvas e Tabelas Integradas ao Word
- » Controle de Supra Máxima na Estimulação Repetitiva
- » Reprodução do Som EMG